

RECOVERY+PLUS

GO TO THE NEXT LEVEL



PRESOTERAPIA

RP 8.0 PRO

MANUAL DE USUARIO

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por favor, lea detenidamente las siguientes medidas de precaución para garantizar su seguridad y el correcto uso del producto.

Advertencias

- 1 · Si experimenta dolor severo, algún síntoma inusual, o desea retirar el producto en caso de emergencia durante su uso:
 - Pulse el botón de pausa para detener el dispositivo o desconectar el producto.
 - Retire las botas y consulte a un médico.

- 2 · Consulte a su médico antes de utilizar este producto o descontar los tubos en caso de:
 - Experimentar inflamación, una infección o dolor de origen desconocido en el lugar donde está aplicando el producto o cerca.
 - Tener fracturas de huesos o dislocaciones en el lugar donde aplica el producto o cerca.
 - Recibir tratamiento médico o tener contraindicaciones que requieran el uso de cualquier control de unidad médica.
 - Usar marcapasos u otro dispositivo médico que sea susceptible a interferencias eléctricas.
 - Sufrir de tumores malignos.
 - Sufrir enfermedades cardíacas.
 - Tener disfunción neuropatía periférica severa o sufrir trastornos sensoriales a causa de la diabetes.
 - No ser apto para utilizar este producto para masajes en caso de traumatismos en el cuerpo.

- 3 · Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y de personas que no tengan la habilidad de utilizarlo de forma independiente.


- 4 · Utilizar solamente el cargador de corriente original.

- 5 · No raye, dañe, procese, anille excesivamente, tire o doble el cable de alimentación o el cargador de corriente. En caso contrario, podría causar fuego o descarga eléctrica.

- 6 · No enchufe o desenchufe el cargador de corriente con las manos mojadas.

- 7 · No coloque el mando en colchas o utilice la máquina en altas temperaturas.

- 8 · Está prohibido remodelar, desmontar o reparar el producto sin permiso.



Precauciones

- 1 · Utilizar solo el cargador proporcionado con el producto. El uso de otro cargador puede causar que el sistema no funcione correctamente.

- 2 · No utilizar en el baño o en sitios que puedan ser húmedos.

- 3 · Mantener fuera del alcance de los niños.

4 · Cargar el dispositivo completamente. Se recomienda no utilizar mientras está cargando para garantizar mayor vida de la batería.

5 · No caminar cuando se esté haciendo uso de este producto.

6 · No dejar dispositivo, el sistema de alimentación ni cualquier otro accesorio donde puedan ser dañados por niños, mascotas, plagas o líquidos.

7 · Los productos proporcionados están diseñados para usarse solamente en una persona al mismo tiempo.

PREGUNTAS FRECUENTES


P1: ¿Cómo realiza los masajes este producto?

R1: Este es un dispositivo de compresión de aire, con 8 cámaras (repartidas entre las zonas del pie, pantorrilla inferior y superior y muslo), que se infla y se desinfla automáticamente gracias a una sofisticada frecuencia que permite estimular el masaje manual. Así, se maximiza el flujo sanguíneo por todo el cuerpo para ayudar a reducir el dolor muscular en las zonas tratadas y mejorar la circulación.

P2: ¿Cuántos modos de masaje tiene? ¿Cuál es la diferencia?

R2: Este producto cuenta con seis modos de masaje.

Modo A: RELAX



Modo B: SECUENCIAL



Modo C: INTENSO




Modo D: PULSO (P = Pulsación)



Modo E: DOBLE SECUENCIAL



Modo F: DOBLE INTENSO



P3. ¿Qué debo hacer si siento que la intensidad del masaje es muy débil o fuerte?

R3: Hay diferentes niveles de presión en parámetros de 10 en 10 mmHg, desde 30 mmHg hasta 250 mmHg. Por favor, seleccione la intensidad que se ajuste a sus necesidades. Si continúa sintiendo que demasiado fuerte en el ajuste más bajo, por favor deje de usar el dispositivo y le sugerimos que consulte a su médico antes de volver a utilizar el producto.

P4. ¿Por cuánto tiempo es recomendado para usar este producto?

R4: Está recomendado utilizarlo entre 1 y 3 veces por semana, en sesiones desde 30 hasta 45 minutos. En el caso de deportistas pueden ampliar su uso diariamente y ampliar el tiempo hasta 60 minutos.

P5. ¿Puedo utilizarlo solo en una pierna?

R5: Puede utilizar una pierna individualmente cuando se trata de botas, conectando directamente sin el adaptador 1 en 2. En el caso de pantalón no es posible usar de forma independiente. No obstante, le sugerimos utilizar ambas piernas simultáneamente para obtener mejores resultados.

P6. ¿Por qué la unidad de control hace ruido?

R6: El sonido procede de la bomba de aire en funcionamiento, que proporciona aire continuamente a las cámaras de las botas, lo cual es totalmente normal.

P7. ¿Qué debo hacer si tengo las piernas más grandes?


R7: Este producto ha sido diseñado para poder ser utilizado en la mayoría de las personas. En caso de tener las piernas más grandes y no cupieran las botas, puede conseguir extensiones adicionales en nuestra tienda, o puede contactar con nuestro equipo de postventa (info@recovery-plus.es), quienes le enviarán el enlace para las extensiones.

P8. ¿Cuándo debo usar este producto?

R8: Este producto estimula el flujo de la sangre para eliminar eficientemente el dolor muscular o la fatiga, por lo que puede utilizarlo en cualquier momento que desee. Puede utilizarlo antes de hacer ejercicio para calentar los músculos, o tras haber realizado ejercicio para que la recuperación sea mejor y más rápida, o cuando llegue a casa tras un duro día de trabajo.


Nombre producto	Sistema de recuperación por compresión de aire.
Modelo	RP 8.0
Adaptador	AC 100-240V 50/60Hz, DC13.5V/3.5A
Potencia nominal	45W
Modo compresión	6 modos: Relax, Secuencial, Intenso, Pulso, Doble Secuencial, Doble Intenso
Niveles de intensidad/ Rango de presión	22 niveles, rango de presión 30 - 250 mmHg. Intervalos 10mmHg
Temporizador	5 - 60 minutos, intervalos de 10 minutos
Peso del producto	7kg
Dimensión	530X280X230mm
Tipo de bota	8 cámaras
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: +5°C hasta 40°C. Humedad: 5% a 85% sin condensación. Presión atmosférica: 75Pa a 106Pa.
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -20°C a 40°C. Humedad: 30% a 85% sin condensación. Presión atmosférica: 75Pa a 106Pa Mantener seco y evitar el contacto directo con la luz solar.

SOLUCIONES DE PROBLEMAS

Problemas	Posibles causas	Soluciones
1· El producto no funciona o la pantalla no se enciende.	1· No está encendido. 2· No tiene batería o el cargador no está conectado correctamente. 3· El enchufe de la pared está defectuoso.	1· Comprobar que el adaptador de corriente está conectado correctamente a la unidad de control y al enchufe de la pared. 2· Compruebe los enchufes de la pared.
2· La pantalla está en funcionamiento, pero las botas no.	1· Solo se ha conectado una de las botas a los conductos de aire. 2· Los conductos de aire no están conectados de forma segura. 3· Las botas han sufrido daños.	1· Solo funciona cuando las dos botas están conectadas al conducto de aire. 2· Por favor, comprobar si los conductos de aire se han insertado correcta o completamente a la unidad de control y a la caja de conexiones (preste atención a la marca ). 3· Comprobar si las botas sufren pérdida de aire. En caso de que así sea, por favor contáctenos al correo: info@recovery-plus.es

3· Romperse durante el funcionamiento o cese del bombeo del aire.

1· Los conductos de aire no están conectados de forma segura. La batería se ha agotado. El tiempo de la sesión de tratamiento a expirado.

1· Por favor, comprobar si los conductos de aire se han insertado correcta o completamente a la unidad de control y a la caja de conexiones (preste atención a la marca ).

2· Comprobar que el dispositivo tiene batería o está conectado correctamente a la unidad de control y al enchufe de la pared.

3· El dispositivo se apagará automáticamente cuando el tiempo predeterminado termine, pulse el botón de encendido para comenzar con una nueva sesión si fuera necesario.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Unidad de control



Prenda Botas | Pantalón



1. Conector de conductos de aire.
2. Cámara de aire del pie.
3. Cámaras de aire de la pantorrilla inferior.
4. Cámaras de aire de la pantorrilla superior.
5. Cámaras del muslo.
6. Cremallera.
7. Hebilla: soporte colgante o ayuda para colocarla.



Conducto de aire



Cargador



CONEXIÓN BLUETOOTH / APP

Conexión Bluetooth para controlar tu dispositivo RP 8.0 PRO con la APP, desde tu smartphone de una forma más cómoda y rápida.

Debes de seguir los siguientes pasos:

1. Dirígete a Google Play o App Store y descarga la App "Tuya Smart".
2. Una vez descargada, abre la aplicación y crea tu cuenta de usuario.
3. Con el registro completado, selecciona el país "Spain", introduce tu usuario (email), tu contraseña e inicia sesión.
4. Dirígete a la parte superior derecha y verás el símbolo "+", haz clic en él. Con esta acción vas a añadir tu dispositivo RP 8.0 PRO.
5. La aplicación buscará a través del Bluetooth tu dispositivo. (Tendrás que permitir el acceso de la aplicación "Tuya Smart" a tu Bluetooth y emparejar los dispositivos).
6. Por último, añade tu dispositivo y ya podrás disfrutar desde tu smartphone de tu nuevo RP 8.0 PRO.

LIMPIEZA

- 1· Si hubiera suciedad, por favor, limpie la unidad de control, las botas/pantalones y los conductos con un paño limpio y húmedo.
- 2· Secar complemente con un paño limpio.
- 3· No utilice gasolina, alcohol, diluyente, o cualquier otro tipo de líquido irritante para limpiar el producto en caso de que pueda causar una mal función o que los componentes sufran daños o se destiñan.
- 4· No permita que entren cuerpos extraños en los conductos.
- 5· No limpie en seco.

ALMACENAMIENTO y MANTENIMIENTO

- 1· No intente desarmar el producto usted mismo. No contiene ninguna pieza que pueda ser reparable por el usuario. Si surgiera algún problema durante el uso de este producto, por favor contacte con el servicio al cliente al info@recovery-plus.es.
- 2· Manténgalo fuera del alcance de niños o personas que no tengan la capacidad de utilizarlo de forma independiente.
- 3· No lo coloque en lugares donde puedan darse las siguientes condiciones: altas temperaturas o humedad.
- 4· Evite el contacto directo con el sol.

- 5· Evite que agujas pinchen las botas/pantalones y los conductores.
- 6· No coloque material pesado sobre el producto.
- 7· Mantenga los puertos abiertos de la unidad de control, la interconexión de los tubos y el cargador de restos o suciedad.
- 8· No permita que se acumulen pelusas o polvo. Limpie el sistema con un paño en seco antes de su uso

RETIRADA DEL PRODUCTO

Respete la normativa local cuando se deshaga de los residuos.

MATERIAL INCLUIDO

- 1x unidad de control
- 1x Conducto de aire.
- 1x Adaptador de corriente /AC100-240V,50/60Hz; DC 13.5V 3.5A.
- 1x Tarjeta informativa con acceso a manual de instrucciones.
- 2x Bolsas de almacenamiento dispositivo y botas o pantalón
- 1x Bolsa de transporte





GRACIAS

por elegir Recovery Plus y bienvenido a unirse a la familia R+.

Para cualquier información, visite www.recovery-plus.es/support.
Si tiene alguna pregunta, bienvenido a hablar con nuestro servicio
de atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana.

INFO@RECOVERY-PLUS.ES

+34 649 932 249

GO TO THE
NEXT
LEVEL

WWW.RECOVERY-PLUS.ES